



Pesquisa de anticorpos / Antibody screening / Detección de anticuerpos

ID-DiaCell Pool

Tabela de antígenos / Antigen-Table / Tabla de antígenos

IVD

Rh-hr Genótipo provável Probable genotype Genotipo probable				Rh-hr						Kell						Duffy		Kidd		Lewis		P	MNS				Luth.		Di.	Antígenos especiais Special types Tipos especiales		Método / Method / Método										
				D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	JK ^a	JK ^b	Le ^a	Le ^b	P _i	M	N	S	s	Lu ^a	Lu ^b	Di ^a													
I	CCD.ee	R ₁ R ₁	25005929	+	+	0	0	+	0	+	+	0	+	nt	nt	+	0	+	0	0	+	0	+	0	+	+		I														
II	ccD.EE	R ₂ R ₂	25006934	+	0	+	+	0	0	0	+	0	+	nt	nt	0	+	+	+	+	0	+	+	+	0	+	0		II													
																									Autocontrole Autocontrol Autocontrol																	

Os antígenos marcados com um * indicam aqueles antígenos cuja presença ou ausência pode ter sido determinada através da utilização apenas de um único exemplo de um anticorpo específico.
Antigens marked with a * indicate those antigens whose presence or absence may have been determined using only a single example of a specific antibody.
Los antígenos marcados con * indican antígenos cuya presencia o ausencia posiblemente haya sido determinada utilizando solamente una única muestra de un anticuerpo específico.

As colunas sombreadas indicam os antígenos que são destruídos ou que têm a reatividade diminuída pelo tratamento com enzimas proteolíticas.
Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.
Las columnas sombreadas indican los antígenos destruídos o con reactividad disminuida por tratamiento con enzimas.

s = forte / strong / fuerte
w = fraco / weak / débil
nt = não testado / not tested / no probado

LOT

06070.16.1



2025.06.09

Nome Name Nombre	Grupo sanguíneo + antígenos Blood group + antigens Grupo sanguíneo + antígenos	Interpretação Interpretation Interpretación	Data Date Fecha