



Kit ID-DiaPanel: 45161.97.1
Kit ID-DiaPanel-P: 45171.98.1

LOT 06171.97.1 - 06271.97.1
05361.98.1 - 05461.98.1

🕒 2025.06.09

IVD

ID-DiaPanel
ID-DiaPanel-P

Tabela de antígenos / Antigen-Table / Tabla de antígenos
Identificação de anticorpos / Antibody identification / Identificación de anticuerpos

Rh-hr		Genótipo provável Probable genotype Genotipo probable	Doador Donor Donante	Rh-hr						Kell						Duffy		Kidd		Lewis		P	MNS				Luth.		Di.	Antígenos especiais Special types Tipos especiales	
				D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Le ^a	Le ^b		P ₁	M	N	S	s	Lu ^a			
1	CCC ^w D.ee	R ₁ ^w R ₁	25007023	+	+	0	0	+	+	0	+	0	+	nt	nt	0	+	+	+	0	+	+	+	+	+	0	+	+		1	
2	CCD.ee	R ₁ R ₁	95706	+	+	0	0	+	0	+	+	0	+	nt	nt	0	+	+	+	0	0	+	+	0	+	+	+	+	0		2
3	ccD.EE	R ₂ R ₂	4170	+	0	+	+	0	0	0	+	0	+	nt	nt	+	0	0	+	0	+	+	+	+	+	0	+	0		3	
4	Ccddee	r ⁺ r	31778	0	+	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	+	0	+	+	+	0	+	0	+	+	+	0	+	0	HLA+	4
5	ccddEe	r ⁺ r	25006192	0	0	+	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	+	0	+	+	0	+	+	+	+	0	+	0	+	0		5
6	ccddee	rr	25004890	0	0	0	+	+	0	+	+	0	+	nt	nt	+	0	+	0	0	0	+	0	+	+	+	0	+	0		6
7	ccddee	rr	25005242	0	0	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	0	+	0	+	+	0	+	+	+	0	+	0	+	0		7
8	ccD.ee	R ₀ r	25006167	+	0	0	+	+	0	0	+	+	+	nt	nt	0	0	0	+	0	0	+	+	0	+	+	0	+	0		8
9	ccddee	rr	195966	0	0	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	+	0	+	0	+	0	+	+	+	+	0	0	+	0		9
10	ccddee	rr	25006048	0	0	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	+	+	+	+	+	0	0	+	0	+	+	0	+	+		10
11	ccddee	rr	25005153	0	0	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	0	+	+	0	0	+	0	+	+	+	0	0	+	0		11
Paciente / Patient / Paciente																															Autocontrole Autocontrol Autocontrol

Ver observações no verso / Remarks see overleaf / Ver observaciones en el reverso

Nome Name Nombre	Grupo sanguíneo + antígenos Blood group + antigens Grupo sanguíneo + antígenos	Interpretação Interpretation Interpretación	Data Date Fecha



As hemácias-teste **1-11 do ID-DiaPanel** (exceto as indicadas como "antígenos especiais") são:

positivo (+) negativo (0)

ID-DiaPanel cells 1–11 (except as indicated under "special types") are:

Las células **1-11 de ID-DiaPanel** (excepto cuando se indica lo contrario en la columna "Tipos especiales") son:

Os antígenos marcados com um * indicam aqueles antígenos cuja presença ou ausência pode ter sido determinada através da utilização apenas de um único exemplo de um anticorpo específico.

Antigens marked with a * indicate those antigens whose presence or absence may have been determined using only a single example of a specific antibody.

Los antígenos marcados con * indican antígenos cuya presencia o ausencia posiblemente haya sido determinada utilizando solamente una única muestra de un anticuerpo específico.

As colunas sombreadas indicam os antígenos que são destruídos ou que têm a reatividade diminuída pelo tratamento com enzimas proteolíticas.

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.

Las columnas sombreadas indican los antígenos destruídos o con reactividad disminuida por tratamiento con enzimas.

s = forte / strong / fuerte

w = fraco / weak / débil

nt = não testado / not tested / no probado

