

ID-Controle de Qualidade Interno

ID-Internal Quality Control

Determinação do grupo sanguíneo / Blood group determination

Resultados / Results		A	B	AB	D	CDE	ctl	C	Cw	c	E	e	K	TAD / DAT
Hemácia 1 / Cell 1	AB ccD.Ee	pos	pos	pos	pos	pos	-	-	-	pos	pos	pos	-	-
Hemácia 2 / Cell 2	O ccddee	-	-	-	-	-	-	-	-	pos	-	pos	-	-
Hemácia 3 / Cell 3	O CcD.Ee K+	-	-	-	pos	pos	-	pos	-	pos	pos	pos	pos	-
Hemácia 4 / Cell 4	O ccD ^{fraco} .ee	-	-	-	pos fraco / weak pos*	pos	-	-	-	pos	-	pos	-	-
Hemácia 5 / Cell 5	O TAD pos	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	pos fraco / weak pos

nt: não testado
not tested

* Pode apresentar uma reação positiva normal com ID-Cardões monoclonais!
* Can give a normal positive reaction with monoclonal ID-Cards!

Prova reversa / Reverse grouping

Resultado / Result		A ₁	A ₂	B	O*	Grupo sanguíneo / Blood group
* positivo, se o antígeno correspondente estiver presente * positive, if the corresponding antigen is present	Soro 1 / Serum 1	-	-	-	-	AB
	Soro 2 / Serum 2	pos	pos	pos	-	O
	Soro 3 / Serum 3	pos	pos	pos	-	O

Detecção de anticorpos / Antibody detection

Método / Method	Soro 1 com anticorpo Serum 1 with antibody	Soro 2 com anticorpo Serum 2 with antibody	Soro 3 sem anticorpo Serum 3 without antibody
TAI / IAT	positivo / positive, anti-Fya	positivo / positive, anti-E	negativo / negative
Teste Enzimático / Enzyme test	negativo / negative	positivo / positive, anti-E	negativo / negative
Teste de Papaina / Papain Test	negativo / negative	positivo / positive, anti-E	negativo / negative

LOT Componentes Components	Hemácia 1 / Cell 1	05201.84.1	Soro 1 / Serum 1	05260.98.2
	Hemácia 2 / Cell 2	05221.84.1	Soro 2 / Serum 2	05270.02.2
	Hemácia 3 / Cell 3	05211.84.1	Soro 3 / Serum 3	05280.98.2
	Hemácia 4 / Cell 4	05231.84.1		
	Hemácia 5 / Cell 5	05241.84.1		

LOT Kit / Set 45341.84.1	⌚ 2025.07.07
--	------------------------------------

Reagentes utilizados / Reagents used

ID-Cardão / ID-Card	LOT ⌚
Hemácias-teste / Test cells	LOT ⌚
ID-Diluent	LOT ⌚
ID-Diluent 1	
ID-Diluent 2	

Determinação do grupo sanguíneo / Blood group determination

Resultados / Results		A	B	AB	D	CDE	ctl	C	Cw	c	E	e	K	TAD / DAT
Configuração utilizada / Configuration used														
Hemácia 1 / Cell 1	AB ccD.Ee													
Hemácia 2 / Cell 2	O ccddee													
Hemácia 3 / Cell 3	O CcD.Ee K+													
Hemácia 4 / Cell 4	O ccD ^{fraco} .ee													
Hemácia 5 / Cell 5	O TAD pos													

Prova reversa / Reverse grouping

Resultado / Result		A ₁	A ₂	B	O*	Grupo sanguíneo / Blood group
* positivo, se o antígeno correspondente estiver presente * positive, if the corresponding antigen is present	Soro 1 / Serum 1					AB
	Soro 2 / Serum 2					O
	Soro 3 / Serum 3					O

Deteção de anticorpos / Antibody detection

Método / Method	Soro 1 com anticorpo Serum 1 with antibody						Soro 2 com anticorpo Serum 2 with antibody						Soro 3 sem anticorpo Serum 3 without antibody					
Hemácias-teste / Test cells	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
TAI / IAT																		
Teste Enzimático / Enzyme test																		
Teste de Papaina / Papain Test																		

Data / Date:

Visto / Signature:

Determinação de grupos sanguíneos / Antibody detection

Resultados / Results		A	B	AB	D	CDE	ctl	C	Cw	c	E	e	K	TAD / DAT
Configuração utilizada / Configuration used														
Hemácia 1 / Cell 1	AB ccD.Ee													
Hemácia 2 / Cell 2	O ccddee													
Hemácia 3 / Cell 3	O CcD.Ee K+													
Hemácia 4 / Cell 4	O ccD ^{fraco} .ee													
Hemácia 5 / Cell 5	O TAD pos													

Prova reversa / Reverse grouping

Resultado / Result		A ₁	A ₂	B	O*	Grupo sanguíneo / Blood group
* positivo, se o antígeno correspondente estiver presente * positive, if the corresponding antigen is present	Soro 1 / Serum 1					AB
	Soro 2 / Serum 2					O
	Soro 3 / Serum 3					O

Determinação de grupos sanguíneos / Antibody detection

Método / Method	Soro 1 com anticorpo Serum 1 with antibody						Soro 2 com anticorpo Serum 2 with antibody						Soro 3 sem anticorpo Serum 3 without antibody					
Hemácias-teste / Test cells	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
TAI / IAT																		
Teste Enzimático / Enzyme test																		
Teste de Papaina / Papain Test																		

Data / Date:

Visto / Signature: