



Pesquisa de anticorpos / Antibody screening / Detección de anticuerpos

IVD

Tabela de antígenos / Antigen-Table / Tabla de antígenos

ID-DiaCell I, II, III
ID-DiaCell IP, IIP, IIIP

Rh-hr Genótipo provável Probable genotype Genotipo probable				Rh-hr						Kell						Duffy		Kidd		Lewis		P	MNS				Luth.		Di.	Antígenos especiais Special types Tipos especiales	
				D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Le ^a	Le ^b	P ₁	M	N	S	s	Lu ^a	Lu ^b	Dj ^a		
I	CCC ^w D.ee	R ₁ ^w R ₁	25009319	+	+	0	0	+	+	+	+	0	+	nt	nt	0	+	+	+	0	+	+	+	0	+	+	0	+	0		I
II	ccD.EE	R ₂ R ₂	25010169	+	0	+	+	0	0	0	+	0	+	nt	nt	+	0	+	0	+	0	+	+	+	+	+	0	+	0		II
III	ccddee	rr	25009986	0	0	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	0	+	+	0	0	+	+	0	+	0	+	0	+	+		III
																Autocontrole Autocontrol Autocontrol															

Os antígenos marcados com um * indicam aqueles antígenos cuja presença ou ausência pode ter sido determinada através da utilização apenas de um único exemplo de um anticorpo específico.
Antigens marked with a * indicate those antigens whose presence or absence may have been determined using only a single example of a specific antibody.
Los antígenos marcados con * indican antígenos cuya presencia o ausencia posiblemente haya sido determinada utilizando solamente una única muestra de un anticuerpo específico.

As colunas sombreadas indicam os antígenos que são destruídos ou que têm a reatividade diminuída pelo tratamento com enzimas proteolíticas.
Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.
Las columnas sombreadas indican los antígenos destruídos o con reactividad disminuida por tratamiento con enzimas.

s = forte / strong / fuerte
w = fraco / weak / débil
nt = não testado / not tested / no probado



B004311 10.24 06.06.2025

Resultado / Result / Resultado		
LISS/ Coombs	Enzima Enzyme Enzima	4 °C

LOT

I, II, III		IP, IIP, IIIP
I	06081.78.1	06131.77.1
II	06091.78.1	06141.77.1
III	06101.78.1	06151.77.1
Kit I, II, III	45181.78.1	
Kit IP, IIP, IIIP	45191.77.1	
🕒 2025.08.04		

Nome Name Nombre	Grupo sanguíneo + antígenos Blood group + antigens Grupo sanguíneo + antígenos	Interpretação Interpretation Interpretación	Data Date Fecha