



Kit ID-DiaPanel: 45161.01.1
Kit ID-DiaPanel-P: 45171.02.1

LOT 06171.01.1 - 06271.01.1
05361.02.1 - 05461.02.1

🕒 2025.09.01

IVD


ID-DiaPanel
ID-DiaPanel-P

Tabela de antígenos / Antigen-Table / Tabla de antígenos
Identificação de anticorpos / Antibody identification / Identificación de anticuerpos

Rh-hr		Genótipo provável Probable genotype Genotipo probable	Doador Donor Donante	Rh-hr						Kell						Duffy		Kidd		Lewis		P	MNS				Luth.		Di.	Antígenos especiais Special types Tipos especiales	
				D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	JK ^a	JK ^b	Le ^a	Le ^b		P ₁	M	N	S	s	Lu ^a			
1	CCC ^w D.ee	R ₁ ^w R ₁	25010766	+	+	0	0	+	+	0	+	0	+	nt	nt	0	+	0	+	0	+	0	+	+	+	+	+	+	0		1
2	CCD.ee	R ₁ R ₁	25011062	+	+	0	0	+	0	+	+	0	+	nt	nt	0	+	+	+	0	0	+	0	+	0	+	0	+	0		2
3	ccD.EE	R ₂ R ₂	25011391	+	0	+	+	0	0	0	+	0	+	nt	nt	+	0	+	0	0	0	0	+	0	+	+	0	+	0		3
4	Ccddee	r ⁺ r	25016625	0	+	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	0	0	+	+	+	0	+	+	+	+	+	0	+	0		4
5	ccddEe	r ⁻ r	25011129	0	0	+	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	0	+	+	+	0	+	+	+	0	+	0	0	+	0		5
6	ccddee	rr	176319	0	0	0	+	+	0	+	+	0	+	nt	nt	+	+	+	+	+	0	+	+	0	+	0	+	+	0		6
7	ccddee	rr	199553	0	0	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	+	0	0	+	+	0	+	0	+	0	+	0	+	0		7
8	ccD.ee	R ₀ r	25011657	+	0	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	0	+	0	+	0	+	+	+	0	+	+	0	+	0	HLA+	8
9	ccddee	rr	25011125	0	0	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	0	+	+	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	HLA+	9	
10	ccddee	rr	109473	0	0	0	+	+	0	0	+	+	+	nt	nt	+	0	+	0	0	+	+	+	0	+	0	+	0		10	
11	ccD.ee	R ₀ r	25011651	+	0	0	+	+	0	0	+	+	+	nt	nt	0	+	+	0	0	+	+	+	+	0	+	0	+	0		11
Paciente / Patient / Paciente																														Autocontrole Autocontrol Autocontrol	

Ver observações no verso / Remarks see overleaf / Ver observaciones en el reverso

Nome Name Nombre	Grupo sanguíneo + antígenos Blood group + antigens Grupo sanguíneo + antígenos	Interpretação Interpretation Interpretación	Data Date Fecha



As hemácias-teste **1-11 do ID-DiaPanel** (exceto as indicadas como "antígenos especiais") são:

positivo (+)

negativo (0)

ID-DiaPanel cells 1–11 (except as indicated under "special types") are:

Las células **1-11 de ID-DiaPanel** (excepto cuando se indica lo contrario en la columna "Tipos especiales") son:

Os antígenos marcados com um * indicam aqueles antígenos cuja presença ou ausência pode ter sido determinada através da utilização apenas de um único exemplo de um anticorpo específico.

Antigens marked with a * indicate those antigens whose presence or absence may have been determined using only a single example of a specific antibody.

Los antígenos marcados con * indican antígenos cuya presencia o ausencia posiblemente haya sido determinada utilizando solamente una única muestra de un anticuerpo específico.

As colunas sombreadas indicam os antígenos que são destruídos ou que têm a reatividade diminuída pelo tratamento com enzimas proteolíticas.

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.

Las columnas sombreadas indican los antígenos destruídos o con reactividad disminuida por tratamiento con enzimas.

s = forte / strong / fuerte

w = fraco / weak / débil

nt = não testado / not tested / no probado

