



Pesquisa de anticorpos / Antibody screening / Detección de anticuerpos

Tabela de antígenos / Antigen-Table / Tabla de antígenos

ID-DiaCell I, II, III
ID-DiaCell IP, IIP, IIIP


IVD

Rh-hr Genótipo provável Probable genotype Genotipo probable				Rh-hr						Kell						Duffy		Kidd	Lewis		P	MNS				Luth.		Di.	Antígenos especiais Special types Tipos especiales		Resultado / Result / Resultado			
				D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Le ^a	Le ^b	P ₁	M	N	S	s	Lu ^a	Lu ^b			Dj ^a	LISS/ Coombs	Enzima Enzyme Enzima	4 °C
I	CCC ^w D.ee	R ₁ ^w R ₁	25017499	+	+	0	0	+	+	+	+	0	+	nt	nt	+	+	0	+	0	+	+	+	+	+	0	+	0		I				
II	ccD.EE	R ₂ R ₂	25017471	+	0	+	+	0	0	0	+	0	+	nt	nt	0	+	+	0	+	0	+	0	+	+	+	0	+	0		II			
III	ccddee	rr	25013333	0	0	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	+	0	+	0	0	+	+	+	+	+	0	+	+		III				
																											Autocontrole Autocontrol Autocontrol							

Os antígenos marcados com um * indicam aqueles antígenos cuja presença ou ausência pode ter sido determinada através da utilização apenas de um único exemplo de um anticorpo específico.
Antigens marked with a * indicate those antigens whose presence or absence may have been determined using only a single example of a specific antibody.
Los antígenos marcados con * indican antígenos cuya presencia o ausencia posiblemente haya sido determinada utilizando solamente una única muestra de un anticuerpo específico.

As colunas sombreadas indicam os antígenos que são destruídos ou que têm a reatividade diminuída pelo tratamento com enzimas proteolíticas.
Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.
Las columnas sombreadas indican los antígenos destruídos o con reactividad disminuida por tratamiento con enzimas.

s = forte / strong / fuerte
w = fraco / weak / débil
nt = não testado / not tested / no probado



B004311 05.25 14.07.2025

Nome Name Nombre	Grupo sanguíneo + antígenos Blood group + antigens Grupo sanguíneo + antígenos	Interpretação Interpretation Interpretación	Data Date Fecha

LOT

I, II, III	IP, IIP, IIIP
I 06081.80.1	06131.79.1
II 06091.80.1	06141.79.1
III 06101.80.1	06151.79.1

Kit I, II, III 45181.80.1
Kit IP, IIP, IIIP 45191.79.1

🕒 2025.09.29