



Pesquisa de anticorpos / Antibody screening / Detección de anticuerpos

DiaCell I, II

Tabela de antígenos / Antigen-Table / Tabla de antígenos

Rh-hr Genótipo provável Probable genotype Genotipo probable Doador Donor Donante				Rh-hr						Kell						Duffy		Kidd		Lewis		P	MNS					Luth.		Di.	Antígenos especiais Special types Tipos especiales		Método / Method / Método				
				D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	JK ^a	JK ^b	Le ^a	Le ^b	P ₁	M	N	S	s	Lu ^a	Lu ^b	Di ^a								
I	CCD.ee	R ₁ R ₁	217766	+	+	0	0	+	0	0	+	0	+	nt	nt	+	0	+	+	+	0	+	+	+	+	0	+	+		I							
II	ccD.EE	R ₂ R ₂	25012747	+	0	+	+	0	0	+	+	0	+	nt	nt	0	+	0	+	+	+	0	+	+	+	0	+	0		II							
																												Autocontrole Autocontrol Autocontrol									

Os antígenos marcados com um * indicam aqueles antígenos cuja presença ou ausência pode ter sido determinada através da utilização apenas de um único exemplo de um anticorpo específico.
Antigens marked with a * indicate those antigens whose presence or absence may have been determined using only a single example of a specific antibody.
Los antígenos marcados con * indican antígenos cuya presencia o ausencia posiblemente haya sido determinada utilizando solamente una única muestra de un anticuerpo específico.

As colunas sombreadas indicam os antígenos que são destruídos ou que têm a reatividade diminuída pelo tratamento com enzimas proteolíticas.
Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.
Las columnas sombreadas indican los antígenos destruídos o con reactividad disminuída por tratamiento con enzimas.

s = forte / strong / fuerte
w = fraco / weak / débil
nt = não testado / not tested / no probado

LOT I 16113.07.1
II 16123.07.1

Kit I, II 45223.07.1

🕒 2025.09.01

Nome Name Nombre	Grupo sanguíneo + antígenos Blood group + antigens Grupo sanguíneo + antígenos	Interpretação Interpretation Interpretación	Data Date Fecha