



Kit DiaPanel: 45241.03.1

LOT 16211.03.1 - 16311.03.1

2025.09.01

DiaPanel

Tabela de antígenos / Antigen-Table / Tabla de antígenos
Identificação de anticorpos / Antibody identification / Identificación de anticuerpos

IVD

Rh-hr		Genótipo provável Probable genotype Genotipo probable	Doador Donor Donante	Rh-hr						Kell						Duffy		Kidd		Lewis		P	MNS				Luth.		Di.	Antígenos especiais Special types Tipos especiales		Método / Method / Método							
				D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Le ^a	Le ^b	P ₁	M	N	S	s	Lu ^a	Lu ^b	Di ^a										
1	CCC ^W D.ee	R ₁ ^W R ₁	25010766	+	+	0	0	+	+	0	+	0	+	nt	nt	0	+	0	+	0	+	0	+	+	+	+	+	+	+	0		1							
2	CCD.ee	R ₁ R ₁	25011062	+	+	0	0	+	0	+	+	0	+	nt	nt	0	+	+	+	0	0	+	0	+	0	+	0	+	0		2								
3	ccD.EE	R ₂ R ₂	25011391	+	0	+	+	0	0	0	+	0	+	nt	nt	+	0	+	0	0	0	0	+	0	+	+	0	+	0		3								
4	Ccddee	r´r	25016625	0	+	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	0	0	+	+	+	0	+	+	+	+	+	0	+	0		4								
5	ccddEe	rˉr	25011129	0	0	+	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	0	+	+	+	0	+	+	+	0	+	0	0	+	0		5								
6	ccddee	rr	176319	0	0	0	+	+	0	+	+	0	+	nt	nt	+	+	+	+	+	0	+	+	0	+	0	+	+	0		6								
7	ccddee	rr	199553	0	0	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	+	0	0	+	+	0	+	0	+	0	+	0	+	0		7								
8	ccD.ee	R ₀ r	25011657	+	0	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	0	+	0	+	0	+	+	+	0	+	+	0	+	0	HLA+	8								
9	ccddee	rr	25011125	0	0	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	0	+	+	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	HLA+	9									
10	ccddee	rr	109473	0	0	0	+	+	0	0	+	+	+	nt	nt	+	0	+	0	0	+	+	+	+	0	+	0	+	0		10								
11	ccD.ee	R ₀ r	25011651	+	0	0	+	+	0	0	+	+	+	nt	nt	0	+	+	0	0	+	+	+	+	0	+	0	+	0		11								
Paciente / Patient / Paciente																														Autocontrole Autocontrol Autocontrol									

Ver observações no verso / Remarks see overleaf / Ver observaciones en el reverso

Nome Name Nombre	Grupo sanguíneo + antígenos Blood group + antigens Grupo sanguíneo + antígenos	Interpretação Interpretation Interpretación	Data Date Fecha

As hemácias-teste **1-11 do DiaPanel** (exceto as indicadas como “antígenos especiais”) são:

	positivo (+)	negativo (0)
--	--------------	--------------

DiaPanel cells 1–11 (except as indicated under “special types”) are:

Las células **1-11 de DiaPanel** (excepto cuando se indica lo contrario en la columna “Tipos especiales”) son:

Os antígenos marcados com um * indicam aqueles antígenos cuja presença ou ausência pode ter sido determinada através da utilização apenas de um único exemplo de um anticorpo específico.

Antigens marked with a * indicate those antigens whose presence or absence may have been determined using only a single example of a specific antibody.

Los antígenos marcados con * indican antígenos cuya presencia o ausencia posiblemente haya sido determinada utilizando solamente una única muestra de un anticuerpo específico.

As colunas sombreadas indicam os antígenos que são destruídos ou que têm a reatividade diminuída pelo tratamento com enzimas proteolíticas.

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.

Las columnas sombreadas indican los antígenos destruídos o con reactividad disminuida por tratamiento con enzimas.

s = forte / strong / fuerte

w = fraco / weak / débil

nt = não testado / not tested / no probado